



DCMBurner



Importatore e supporto IT:

Tre Information Tecnology Srl

Via Amedeo Crivellucci, 35

<https://www.3it.it>

ROMA

Telefono 06 7018329

Distributore:

Il software DCMBurner è un prodotto che fornisce funzionalità di masterizzazione automatica per creare facilmente CD o DVD straordinari per medici o pazienti. L'applicazione utilizza un robot di pubblicazione su disco per etichettare in modo univoco i dischi. I dischi pubblicati possono includere immagini a piena fedeltà, DICOM DIR, pagine Html, visualizzatori multipli, profili, accesso Web, crittografia AES 256 bit, drag & drop. Il prodotto è compatibile con Windows 8 ed è compatibile con touchscreen e altro. CD, dischi DVD. Il prodotto è conforme alla normativa in riferimento al marchio CE.



Esegui automaticamente gli esami su CD o DVD. Ciascuno di questi dischi consente di memorizzare rispettivamente circa 700 MB o 4,7 GB di dati sufficiente spazio utile anche per Mammografie con Tomosintesi.

La consegna al paziente di CD o DVD sono un'alternativa alle pellicole assai economica e che permette ad un medico di fiducia del Paziente di analizzare immagini DICOM altamente diagnostiche. La maggior parte degli esami può essere facilmente adattata su un singolo CD o DVD e ogni disco costa molto meno di una singola pellicola.

La soluzione supporta i seguenti produttori di Robot : Epson, Primera, Microboards e Sony UPB-C10. Questi robot contengono dischi vuoti in uno o più scomparti di input. Quando viene inviato il comando di produrre un CD o DVD, il disco viene selezionato automaticamente e inserito nel masterizzatore. Una volta completata la masterizzazione, il disco viene inserito in una stampante per etichette integrata nel robot. Viene stampata una etichetta professionale con il Logo del Centro Diagnostico e tutti i dati del paziente che sono stati configurati per la stampa. I dischi possono essere etichettati con solo testo, testo e logo o opere d'arte di qualità fotografica.

Il sistema è semplice da usare. I dischi possono essere creati attraverso l'interfaccia utente intuitiva. Basta selezionare il paziente dalla lista e fare clic sul pulsante "Masterizza disco". Gli utenti hanno anche la possibilità di masterizzare automaticamente del disco semplicemente inviando i dati a un titolo predeterminato AE. Dopo che i dati vengono inviati al robot, l'esame viene creato automaticamente e masterizzato su disco.

Caratteristiche	
Un'interfaccia utente intuitiva trasforma utenti principianti in esperti in pochi minuti.	Masterizza automaticamente gli studi non appena vengono ricevuti.
Riceve e memorizza le immagini DICOM su un CD / DVD con etichetta personalizzata proveniente da una rete DICOM.	Creazione ed etichettatura di dischi su richiesta direttamente dalle workstation.
Software gestibile da Touch Screen	Genera automaticamente DICOMDIR file root e HTML che può essere memorizzato su ciascun CD o DVD prodotto
Compatibile con Windows 8	Stampa di informazioni configurabili come ID paziente, Nome paziente, Descrizione studio, Istituzione ecc.
Trascina e rilascia i file di DICOM	Gli studi possono essere comodamente visualizzati dal disco su una workstation utilizzando uno o più visualizzatori DICOM o visualizzatori specializzati.
Crittografia AES 256 bit	
Dicom Query / Retrieve.	
Masterizza studi dal tuo browser web.	
Alternativa a basso costo alla duplicazione di pellicole.	